



Ta hand om ditt hjälpmedel!

Du behöver sköta om ditt hjälpmedel och hålla det rent. Läs i bruksanvisningen hur du ska göra.

Oftast handlar det om att:

- torka av med fuktig trasa
- ta bort smuts och hår från länkhjul på rullstol och hjul på rollator
- tvätta överdrag till dynor och ibland sits och rygg till rullstol. I bruksanvisningen står det om det är möjligt och i så fall vid vilken temperatur

Ett hjälpmedel som du fått via Region Västmanland är alltid ett lån. Reparationer och service ingår i lånet. Om hjälpmedlet behöver repareras kontaktar du Hjälpmedelscentrum, använd vår e-tjänst på 1177.se eller ring vår kundtjänst.

När hjälpmedlet lämnas tillbaka ska det vara väl rengjort.

Läs mer på 1177.se

1177.se/hjalpmedel-vastmanland